

УЗИ аппарат Siemens Acuson NX3

РЗН 2019/8263

стационарный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 4 шт., монитор 21.5", частота 2-16 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 500 Гб

Siemens Medical Solutions, США



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	21.5"
Частота	2-16 МГц
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	500 Гб
Вес	75 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- В-режим; - М-режим; - анатомический М-режим; - цветной доплер; - энергетический доплер; - цветное доплеровское картирование; - импульсно-волновой доплер; - высокоскоростной импульсно-волновой доплер; - непрерывно-волновой доплер; - 3D/4D сканирование.
---------------------	---

УЗИ-датчики

VF10-5 - линейный датчик для брюшной полости, педиатрии, малых органов, головы новорожденных и взрослых, мускульно-скелетной системы и периферийных сосудов.

СН5-2 - конвексный ультразвуковой датчик, диапазон частот: 2-5 МГц.

ЕС9-4 - мультичастотный микроконвексный внутриволокнистый, диапазон частот: 4-9 МГц.

Описание

Ультразвуковая система Acuson NX3 является доступной, легко масштабируемым оборудованием с различными направлениями для индивидуальной конфигурации по востребованным областям диагностики, начиная от общей визуализации, до высокоспециализированных автоматических программных пакетов расчёта в кардиологии, педиатрии и неонатологии, уникальных технических решений в акушерстве и гинекологии, урологии, а также заложенной в систему возможности постоянного обновления для долговременной надежной службы.

Особенности:

- мощная платформа, основанная на эффективности и построенная для производительности;
- интуитивно понятный пользовательский интерфейс с на 28% меньшим количеством нажатий клавиш и в 3 раза больше определяемых пользователем клавиш;
- 21.5-дюймовый дисплей высокой четкости и датчик с внутренней полостью 220 ° обеспечивают расширенное поле обзора;
- 10,4-дюймовый сенсорный дисплей с движениями;
- совместимость датчиков с существующими и устаревшими системами Siemens Healthineers;
- до 16 датчиков для комплектации;
- объёмный метод 4D визуализации и совместимость с международным медицинским форматом DICOM;
- физио-модуль для работы в кардиологическом направлении.