

УЗИ аппарат Siemens Acuson S2000

РЗН 2017/6109

стационарный, класс экспертный, универсальный,
портов для датчиков 3 шт., монитор 19", частота 1-18
МГц, ОС DICOM, жесткий диск 1500 Гб

Siemens Medical Solutions, США



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	19"
Частота	1-18 МГц
Сканирование	линейное / конвексное
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	1500 Гб

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- В-режим;
- М-режим;
- цветное доплеровское картирование;
- импульсно-волновой доплеровский режим;
- доплеровский режим с высокой частотой повторения импульсов;
- энергетический доплеровский режим⁴
- HD Flow;
- 3D- и 4D-режимы;
- RealTime 4D;
- 4D FetalCardio;
- VOCAL II;
- 3D/4D;
- тканевая доплерография⁴
- VVI™ (векторные исследования сердца)⁴
- многолучевое не линейное сканирование;
- панорамное сканирование;
- цветное панорамное сканирование;
- эластография + QF Syngo Auto OB - технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и ARFI technology;
- syngo VVI;
- STIC + VVI - STIC.

УЗИ-датчики

Конвексные датчики:

7CF2 Transducer - мультимчастотный объемный датчик, диапазон частот 2-7 МГц. Области применения: абдоминальные исследования, акушерство, гинекология, урология.

6C2 Transducer - диапазон частот 2-6 МГц. Области применения: абдоминальные исследования, акушерство, гинекология, урология, педиатрия, периферические сосуды.

4C1 Transducer - диапазон частот 1-4 МГц. Области применения: абдоминальные исследования, акушерство, гинекология, урология, педиатрия.

Внутриполостные датчики:

9EVF4 Transducer - мультимчастотный объемный датчик диапазон частот 4-9 МГц. Области применения: эхо плода, неонатальные исследования, акушерство, гинекология.

EC9-4 Transducer - диапазон частот 4-9 МГц. Области применения: неонатальные исследования, акушерство, гинекология, урология;

EV-8C4 Transducer - диапазон частот 4-8 МГц. Области применения: акушерство, гинекология.

Секторные датчики:

4P1 Transducer - диапазон частот 1-4 МГц. Области применения: абдоминальные исследования, урология, педиатрия, акушерство, гинекология, транскраниальные исследования.

10V4 Transducer - диапазон частот 4-10 МГц. Области применения: абдоминальные исследования, урология, педиатрия, неонатальные исследования.

8V3 Transducer - диапазон частот 3-8 МГц. Области применения: абдоминальные педиатрические исследований, педиатрия, неонатальные исследования.

4V1 Transducer - диапазон частот 1-4 МГц. Области применения: абдоминальные исследования, урология, акушерство, гинекология.

4V1C Transducer - векторный датчик, диапазон частот 1-4.5 МГц. Области применения: исследования у детей и взрослых.

Линейные датчики:

18L6 HD Transducer - диапазон частот 5.5-18 МГц. Области применения: грудь, цереброваскулярные исследования, пальцы, мышечноскелетные исследования, периферические сосуды, щитовидная железа, мошонка;

14L5 SP Transducer - диапазон частот 5-14 МГц. Области применения: грудь, цереброваскулярные исследования, пальцы, мышечноскелетные исследования, периферические сосуды, щитовидная

Описание

Ультразвуковая система ACUSON S2000 экспертного класса для проведения общих исследований и совместного использования различными отделениями, предоставляющая комплексную информацию, на основе которой можно проводить дифференциальную диагностику даже в самых сложных случаях.