

УЗИ аппарат Chison 600M

ФСЗ 2011/09656

портативный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 2 шт., монитор 10", частота 3.5-7.5 МГц

CHISON Medical Imaging Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	10"
Частота	3.5-7.5 МГц
Сканирование	линейное / конвексное / микроконвексное / фазированный секторный
Вес	7 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- В-режим; - М-режим; - В/М-режим; - В/В-режим; - 4В-режим; - тканевая гармоника-TНI.
---------------------	---

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики	- конвексный широкополосный 3.5 МГц; - линейный широкополосный 7.5 МГц; - микро-конвексный (трансвагинальный) 6.0 МГц.
-------------	--

Описание

Портативная ультразвуковая система Chison 600M позволит проводить качественные исследования непосредственно у постели больного. Черно-белая ультразвуковая система от китайской компании Chison. **Аппарат УЗИ 600M** оборудован эргономичной клавиатурой и ударопрочным корпусом, выполненным в портативном устройстве. Главной особенностью устройства является возможность проводить исследования вне медицинских учреждений.

Технические характеристики:

- SVGA дисплей с диагональю 10"
- цифровое формирование луча
- 256 градаций серого
- 7 регуляторов послыного усиления сигнала
- двукратное увеличение изображения
- конвексный датчик высокой плотности (128 элементов)
- функция измерения: расстояние, окружность, площадь, пульс, неделя беременности (4-43 недели);
- отображение даты, времени, наименования больницы и имени пациента и т.д.
- возможность подключения коннектора для 2-х датчиков, CINE-карты (запоминание 64 изображений).

Комплект: Сканер + 3,5MHz широкополосный конвексный датчик

Опции: Принтер Sony + тележка + 7.5 МГц линейный датчик (L700), 6.0 МГц микро-конвексный датчик (C14), дополнительный порт для 2-х датчиков, Cine-memoгу карта.