

УЗИ аппарат Chison 8300

ФСЗ 2011/09656

портативный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 2 шт., монитор 10", частота 2.5-9 МГц

CHISON Medical Imaging Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	10"
Частота	2.5-9 МГц
Сканирование	линейное / конвексное / микроконвексное / фазированный секторный

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- В-режим; - М-режим; - В/М-режим; - В/В-режим; - 4В-режим; - тканевая гармоника-TNI.
---------------------	---

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики	- конвексный - частоты: 2.5/3.5/4.0/5.0 МГц; - линейный - частоты: 5.0/6.0/7.5/9.0 МГц; - микроконвексный - частоты: 4.5/6.0/7.0/8.0 МГц; - микроконвексный - частоты: 2.0/3.0/3.5/4.5 МГц.
-------------	---

Описание

Chison 8300-это переносная ультразвуковая система с простой и надежной конструкцией. Встроенный в сканер десятидюймовый монитор с лучевой трубкой отлично передает контрастное и четкое изображение. С помощью

установленных программ УЗИ-аппарат Chison 8300 способен посчитать вес, рост, объем, возраст и частоту сердцебиения плода, постоянно вести базу пациентов и сохранять изображения на USB накопитель. УЗИ-аппарат Chison 8300 имеет складную клавиатуру и цельнопластмассовый ударопрочный корпус, защищающий монитор при транспортировке. Эргономичная клавиатура, руководство пользователя на русском языке, программное обеспечение на DVD диске, тележка.