

УЗИ аппарат Chison Q5

ФСЗ 2011/09656

портативный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 2 шт., монитор 15", частота 1.5-15 МГц, жесткий диск 160 Гб

CHISON Medical Imaging Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	15"
Частота	1.5-15 МГц
Сканирование	линейное / конвексное / микроконвексное / фазированный секторный
Жесткий диск	160 Гб

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- В-режим; - М-режим; - ТГИ режим; - CPA (цвет мощность Angio) / Направленная PD; - PW доплеровские; - CFM режим; - дуплекс; - триплекс; - В реальном времени 4D (опция); - Chroma B / PW; - Quad / двойной дисплей; - дуплексный режим.
---------------------	--

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

- датчик V4C40L 4.0 МГц, объёмный 4D, частота 2.0 МГц-5,8 МГц,
- датчик D3C60L 3.5 МГц, конвексный, частота 2.0 МГц-5.8 МГц,
- датчик D7L40L 7.5 МГц, линейный, частота 4.0 МГц-13.0 МГц,
- датчик D5C20L 5.0 МГц, микроконвексный, частота 3.0 МГц-8.5 МГц,
- датчик D6C12L 6.0 МГц, трансвагинальный, частота 4.0 МГц-9.9 МГц,
- датчик D3P64L 3.0 МГц, фазированная решетка, частота 2.0 МГц-4.4 МГц.

Описание

Chison Q5-многофункциональный портативный сканер, оборудованный цветной доплеровской системой.