

УЗИ аппарат Canon (Toshiba) Xario 200

РЗН 2015/2361

стационарный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 3 шт., монитор 19", частота 2-12 МГц, ОС DICOM / iStyle+ / Quick Scan

Canon Medical Systems, Япония



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	19"
Частота	2-12 МГц
Сканирование	панорамное
Операционная система	DICOM / iStyle+ / Quick Scan

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- визуализация микрососудистого русла; - анатомический М-режим; - непрерывно-волновой доплер; - трекинг смещения стенки миокарда; - стресс эхокардиография; - атоизмерение толщины стенки интима-медия; - режим 4D; - 4D визуализация сердца плода; - компрессионная эластография; - модуль контрастных исследований; - функция обнаружения микрокальцинатов; - оптимизация сканирования с учетом специфики ткани; - дифференцированная тканевая гармоника D-THI; - панорамный режим; - режим трапеции.
---------------------	---

PSU-25BT - секторный датчик (90 град.) предназначен для исследований брюшной полости, в педиатрии, краниальных исследований новорожденных и взрослых, а также взрослая и детская кардиология.

PSU-30BT - секторный датчик (90 град.) предназначен для исследований брюшной полости, в педиатрии, краниальных исследований новорожденных и взрослых, а также взрослая и детская кардиология.

PSU-50BT - секторный датчик (90 град.) предназначен для исследований брюшной полости, в педиатрии, краниальных исследований новорожденных и взрослых, а также взрослая и детская кардиология.

PVU-375BT - конвексный датчик (R50 мм, 70 град.) предназначен для исследований брюшной полости, плода и в педиатрии.

PVU-382BT - конвексный датчик (R20 мм, 80 град.) предназначен для исследований брюшной полости, плода и в педиатрии.

PVU-674BT - конвексный датчик (R40 мм, 65 град.) предназначен для исследований брюшной полости, плода и в педиатрии.

PVU-674MV - конвексный объёмный (70 град.) датчик предназначен для исследований брюшной полости, плода и в педиатрии.

PVU-712BT - конвексный датчик предназначен для исследований брюшной полости, краниальных исследований новорожденных и в педиатрии

PVU-745BTF - интраоперационный датчик предназначен для исследований брюшной полости, интраоперационных исследований и малых органов, включая щитовидную железу, яичко и молочную железу.

PVU-745BTH - датчик предназначен для исследований брюшной полости, интраоперационных исследований и малых органов, включая щитовидную железу, яичко и молочную железу.

PVU-745BTV - интраоперационный датчик предназначен для исследований брюшной полости, интраоперационных исследований и малых органов, включая щитовидную железу, яичко и молочную железу.

PVU-681MVL - конвексный объёмный датчик предназначен для трансректальных и трансвагинальных исследований

PVU-770ST - внутриволостной датчик предназначен для трансректальных и трансвагинальных исследований

PVU-781VT - внутриволостной датчик (R10 мм, угол: 160 град.) предназначен для трансректальных и трансвагинальных исследований

PVL-715RS - внутриволостной датчик предназначен для трансректальных исследований

PLU-704BT - линейный датчик (апертура: 38 мм)

Описание

УЗИ сканер экспертного класса Canon Toshiba Xario 200 - стационарная диагностическая система, совмещающая в компактном корпусе высокий функционал и максимум производительности.