

УЗИ аппарат GE Vivid E95

РЗН 2016/3871

стационарный, класс экспертный, кардиологический,
портов для датчиков 4 шт., монитор 22", частота 1.5-
15 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 500 Гб

GE Healthcare, Норвегия



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	кардиологический
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	22"
Частота	1.5-15 МГц
Сканирование	линейное / конвексное / микроконвексное / внутриполостное / секторное / панорамное
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	500 Гб
Вес	126 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- 2D, М режим;
- М-цветной режим;
- Live Dual (B/BC) Mode;
- анатомический и криволинейный М режим;
- трапециевидный режим;
- цветной энергетический доплер;
- импульсно-волновой доплер;
- высокоточное доплеровское картирование (=HD FLOW);
- SCW Doppler (статичная непрерывная волна)(опция);
- Tissue Doppler(Velocity) Imaging(опция);
- HD Live(опция);
- Live 3D Echo(опция);
- Stress Echo;
- Strain and Strain Rate (Cardiac)(опция);
- B Flow(опция);
- Contrast Imaging - Cardiac(опция);
- Contrast Imaging - General Imaging(опция).

УЗИ-датчики

4V-D - 1.5–4.0 МГц, матричный датчик для объемной реконструкции сердца.

M5Sc-D - 1.5–4.6 МГц, матричный монокристалльный секторный фазированный датчик с технологией XDclear.

6S-D - 2.4–8.0 МГц, 4.0–12.0 МГц, мультичастотный секторный фазированный датчик.

6VT-D 4D - 3.0–8.0 МГц, матричный мультиплановый чреспищеводный датчик для трехмерной визуализации сердца в реальном времени.

6Tc - 3.0–8.0 МГц, мультиплановый электронный взрослый чреспищеводный датчик.

9T - 3.0–10.0 МГц, мультиплановый электронный детский чреспищеводный датчик.

C1-6-D - 1.6–6.0 МГц, мультичастотный монокристалльный конвексный датчик с технологией XDclear. Клиническое применение: брюшная полость, акушерство и гинекология, урология, ангиология.

C2-9-D - 2.3–8.4 МГц, мультичастотный монокристалльный конвексный датчик с технологией XDclear. Клиническое применение: брюшная полость, акушерство и гинекология, урология, ангиология.

8C - 4.0–8.0 МГц, мультичастотный микроконвексный датчик. Клиническое применение: педиатрия, неонатология, нейросонография.

IC5-9-D - 3.3–8.6 МГц, мультичастотный внутриволостной микроконвексный датчик. Клиническое применение: акушерство и гинекология, урология.

11L-D - 4.5–12.0 МГц, мультичастотный линейный датчик. Клиническое применение: ангиология, поверхностно расположенные органы, педиатрия, скелетно-мышечная система.

9L-D - 2.4–10.0 МГц, мультичастотный линейный датчик. Клиническое применение: ангиология (глубокие сосуды), педиатрия, скелетно-мышечная система, поверхностно расположенные органы.

L8-18i-D - 5.0 - 15.0 МГц, мультичастотный L-образный интраоперационный датчик. Клиническое применение: интраоперационные исследования, ангиология, поверхностно расположенные органы, скелетно-мышечная система, неонатология.

P2D - 2.0 МГц, карандашный доплеровский датчик.

P6D - 6.3 МГц, карандашный доплеровский датчик.

Описание

Vivid E95 — это система премиум-класса, предназначенная для сердечно-сосудистых исследований, в том числе в режиме 4D.