

УЗИ аппарат GE Vivid S60

РЗН 2016/3930

стационарный, класс базовый, кардиологический,
портов для датчиков 4 шт., монитор 19", частота 1.5-
12 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 500 Гб

GE Healthcare, Норвегия



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	кардиологический
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	19"
Частота	1.5-12 МГц
Сканирование	внутриполостное / панорамное
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	500 Гб
Вес	73 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- HD визуализация на секторных датчиках;
- CPI (Кодирование с фазовой инверсией);
- Elevation Compound (6VT probe) Вертикальное составление;
- автоматическая оптимизация (2D); ASO (Автоматическая оптимизация по спектру);
- увеличение с высоким разрешением HiRes Zoom; виртуальная верхушка в 2D режиме; Smart Depth; составление;
- панорамная визуализация (LOGIQView);
- анатомический M режим AMM/Криволинейный AMM; TVI/Tissue Tracking;
- Advanced Vascular B-Flow and BFI;
- Z Scores for pediatrics;
- DICOM Media (встраиваемый в медиа носитель вьюер DICOM);
- EchoPAC/Patient Archive;
- редактор отчетов/Statement Engine/Normal Values/E-Sign-off Communication.

УЗИ-датчики

3Sc-RS - секторный фазированный датчик 1.5-4.6 МГц.
Клиническое применение: взрослая кардиология, транскраниальные исследования.

6S-D - секторный фазированный датчик 2.4-8 МГц.
Клиническое применение: детская кардиология.

12S-D - секторный фазированный датчик 4.0-12 МГц.
Клиническое применение: кардиология у новорожденных и детей, нейросонография.

6VT-D - матричный мультиплановый чреспищеводный датчик 3-8 МГц для визуализации сердца в реальном времени.

6Tc - мультиплановый электронный чреспищеводный датчик 3-8 МГц. Клиническое применение: чреспищеводные исследования сердца у взрослых.

9T - мультиплановый электронный чреспищеводный датчик 3-10 МГц. Клиническое применение: чреспищеводные исследования сердца у детей.

C1-6-D - конвексный датчик 1.6-6 МГц. Клиническое применение: брюшная полость, акушерство и гинекология, урология, ангиология.

C2-9-D XDclear - монокристалльный конвексный датчик 2.3-8.4 МГц. Клиническое применение: брюшная полость, акушерство и гинекология, урология, ангиология.

C3-10-D - микроконвексный микроконвексный датчик 3.0-10 МГц. Клиническое применение: педиатрия, нейросонография, брюшная полость, урология, ангиология, скелетно-мышечная система.

11L-D - линейный датчик 4.5-12 МГц. Клиническое применение: ангиология, поверхностно расположенные органы, педиатрия, скелетно-мышечная система.

9L-D - линейный датчик 2.4-10 МГц. Клиническое применение: ангиология (глубокие сосуды), педиатрия, скелетно-мышечная система, поверхностно расположенные органы.

P2D - карандашный доплеровский датчик 2 МГц.

Описание

Vivid S60 — это компактная и надежная ультразвуковая система для двухмерной ультразвуковой сердечно-сосудистой диагностики.

Базовая конфигурация системы УЗИ аппарата VIVID S60:

- ЖК монитор 19" на шарнирном кронштейне с датчиком освещенности;
- сенсорный цветной экран высокого разрешения диагональю 12.1" с интерактивным меню;
- UD Четкость;
- настраиваемое проспективное/ретроспективное сохранение изображения;
- кабель ЭКГ для взрослых;
- отключение USB портов.