

УЗИ аппарат GE Vivid S70

РЗН 2016/3930

стационарный, класс экспертный, кардиологический,
портов для датчиков 4 шт., монитор 19", частота 1.5-
12 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 500 Гб

GE Healthcare, Норвегия



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	кардиологический
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	19"
Частота	1.5-12 МГц
Сканирование	внутриполостное / панорамное
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	500 Гб
Вес	73 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- UD четкость. - HD визуализация для FPA датчиков. - CPI (кодирование с фазовой инверсией). - Elevation Compound (6VT probe) Вертикальное составление. - Увеличение с высоким разрешением HiRes Zoom; Виртуальная верхушка в 2D режиме; Smart Depth; Составление. - Панорамная визуализация. - Анатомический M режим AMM/Криволинейный AMM; TVI/Tissue Tracking. - dvanced Vascular B-Flow and BFI. - Z Scores модуль оценки Z-параметра для педиатрии.
---------------------	---

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

3Sc-RS - секторный фазированный датчик 1.5-4.6 МГц.
Клиническое применение: взрослая кардиология, транскраниальные исследования.

6S-D - секторный фазированный датчик 2.4-8.0 МГц.
Клиническое применение: детская кардиология.

12S-D - секторный фазированный датчик 4.0-12.0 МГц.
Клиническое применение: кардиология у новорожденных и детей, нейросонография.

6VT-D - матричный мультиплановый чреспищеводный датчик 3.0-8.0 МГц для визуализации сердца в реальном времени.

6Tc - мультиплановый электронный чреспищеводный датчик 3.0-8.0 МГц. Клиническое применение: чреспищеводные исследования сердца у взрослых.

9T - мультиплановый электронный чреспищеводный датчик 3.0-10.0 МГц. Клиническое применение: чреспищеводные исследования сердца у детей.

C1-6-D - конвексный датчик 1.6-6.0 МГц. Клиническое применение: брюшная полость, акушерство и гинекология, урология, ангиология.

C2-9-D XDclear - монокристалльный конвексный датчик 2.3-8.4 МГц. Клиническое применение: брюшная полость, акушерство и гинекология, урология, ангиология.

C3-10-D - микроконвексный микроконвексный датчик 3.0-10.0 МГц. Клиническое применение: педиатрия, нейросонография, брюшная полость, урология, ангиология, скелетно-мышечная система.

11L-D - линейный датчик 4.5-12.0 МГц. Клиническое применение: ангиология, поверхностно расположенные органы, педиатрия, скелетно-мышечная система.

9L-D - линейный датчик 2.4-10.0 МГц. Клиническое применение: ангиология (глубокие сосуды), педиатрия, скелетно-мышечная система, поверхностно расположенные органы.

P2D - карандашный доплеровский датчик 2.0 МГц.

Описание

Экспертный УЗИ аппарат VIVID S70 для проведения диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы у взрослых и детей, с возможностью проведения 4D реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени.

Принадлежности:

- неонатальный ЭКГ-кабель на 3 отведения DIN, IEC;
- неонатальные электроды на тканевой основе с подсоединенными DIN-отведениями, IEC. Набор 600 шт;
- конвертер Multi-Link DIN на три отведения;

- набор кабелей для соединения с внешним источником ЭКГ-сигнала;
- ножная USB-педаль с тремя программируемыми кнопками;
- набор для стереоскопической объемной визуализации (очки, клипса, футляр);
- анаглифные стереоскопические очки;
- клипса анахромных стереоскопических очков;
- футляр для анахромных стереоскопических очков;
- USB флеш карта;
- привод DVD для оптических дисков;
- Smart Standby: комплект батарей;
- Wireless USB Adapter: беспроводной сетевой адаптер.

Стандартная конфигурация УЗИ аппарата VIVID S70:

- ЖК монитор 19" на шарнирном кронштейне с датчиком освещенности;
- сенсорный цветной экран высокого разрешения диагональю 12.1" с интерактивным меню;
- редактор отчетов/Statement Engine/Normal Values/E-Sign-off Communication;
- настраиваемое перспективное/ретроспективное сохранение изображения;
- кабель ЭКГ для взрослых;
- Отключение USB портов.