

УЗИ аппарат Healcerion SONON 300C

РЗН 2019/8230

переносной (карманный), класс базовый, для экстренной диагностики, частота -3.5 МГц

Healcerion Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	переносной (карманный)
Класс	базовый
Вид	для экстренной диагностики
Частота	-3.5 МГц
Сканирование	линейное
Размеры	78×219×38 мм
Вес	0.39 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	В режим
---------------------	---------

Описание

Healcerion SONON 300C – беспроводной УЗИ-сканер, работающий в связке с планшетом или смартфоном.

- поддержка мобильных устройств;
- iOS: версия 8.0 или выше;
- Android: версия 5.0 или выше;
- батарея перезаряжаемая литий-ионная: - время работы до трех часов; в режиме ожидания до двенадцати часов, время зарядки 3 часа;
- кинопетля: 150 кадров;
- настройки: регулировка яркости, контрастности, компенсации усиления по глубине;
- фильтры: среднее значение кадра, уровень шумов, градации серого.