

Радиовизиограф MyRay WDS X-POD

ФСЗ 2010/08279

радиовизиограф, интраоральная рентгенография,
цифровой

Cefla s.c., Италия



Характеристики

Тип	радиовизиограф
Назначение	интраоральная рентгенография
Тип изображения	цифровой

Описание

Новейшие дентальные технологии постоянно совершенствуются. Одним из лидеров в области разработок в рентгенологии является итальянская компания MyRay. Компактный беспроводной визиограф XPod дает возможность стоматологу сразу увидеть рентгеновские снимки на дисплее без использования компьютера. Все получаемые снимки беспроводного визиографа Xpod легко копируются на карту памяти или через USB кабель на компьютер. Дентальный радиовизиограф отлично функционирует автономно или через ПК врача.