

Цифровой радиовизиограф MyRay Zen-X

ФСЗ 2010/08277

радиовизиограф, интраоральная рентгенография,
цифровой, изображение 20×30 / 26×34 мм

Cefla s.c., Италия



Характеристики

Тип	радиовизиограф
Назначение	интраоральная рентгенография
Тип изображения	цифровой
Размер изображения	20×30 / 26×34 мм

Описание

Радиовизиограф Zen-X создан для моментального получения качественных рентгеновских снимков, минуя длительную стадию обработки пленок.

Благодаря своей особой форме, адаптированной специально к полости рта радиовизиограф прост и практичен в ежедневном использовании. Плавные контуры радиовизиографа позволяют легко позиционировать его в полости рта пациента, обеспечивая максимальный уровень комфорта пациенту.

Радиовизиограф Zen-X изготовлен по современной технологии трехслойных датчиков: между сцинтиллятором на основе йодида цезия (CsI) и матрицей CMOS интегрирован фиброоптический фильтр (FOP), что обеспечивает качественные и четкие снимки высочайшего качества, кроме того, также защищает датчик от прямого рентгеновского излучения.

Наличие высокоскоростного интерфейса USB 2.0 сводит к минимуму время между рентгеновским облучением и просмотром снимка на экране ПК. Также радиовизиограф Zen-X имеет специальный компактный источник питания с низким уровнем энергопотребления и подключение к USB порту.