

Системы очистки воды Milli-Q CLX 7000

РЗН 2013/265

обратный осмос / электродеионизация,
производительность 40 / 80 / 120 / 150 л/ч, размер
1255×543×797 мм

Millipore S. A. S., Франция



Характеристики

Тип очистки	обратный осмос / электродеионизация
Производительность	40 / 80 / 120 / 150 л/ч
Размер	1255×543×797 мм
Комплектующие	

Дополнительные характеристики

Системы для фильтрации и очистки Milli-Q CLX 7000 обеспечивают экономичное и высокоэффективное решение очистки воды. Производимая вода соответствует стандартам CLRW (Реагентная вода для клинических лабораторий) разработанных Институтом Клинических и Лабораторных Стандартов (CLSI).

Серия систем для фильтрации и очистки Milli-Q® CLX 7000 включает 4 модели разной производительности – **Milli-Q® CLX 7040, Milli-Q® CLX 7080, Milli-Q® CLX 7120, Milli-Q® CLX 7150.**

Параметры качества воды:

- содержание общего органического углерода (TOC) < 30 мкг/л
- микроорганизмы < 1 КОЕ/мл
- растворенный кремний < 5 мкг/л