

Система очистки воды Millipore AFS E

РЗН 2013/265

обратный осмос / электродеионизация,
производительность 15 л/ч, размер 585×268×426 мм

Millipore S. A. S., Франция



Характеристики

Тип очистки	обратный осмос / электродеионизация
Производительность	15 л/ч
Размер	585×268×426 мм
Комплектующие	

Дополнительные характеристики

Система для фильтрации и очистки воды AFS E – экономичное и надежное решение с использованием технологии Elix® для анализаторов с потреблением чистой воды до 300 л в день. Вода, получаемая после системы AFS® E, имеет постоянное качество и соответствует требованиям CLRW Института Клинических и Лабораторных Стандартов (CLSI) к воде.

Параметры качества воды:

- содержание общего органического углерода (TOC) < 30 мкг/л
- микроорганизмы < 1 КОЕ/мл
- растворенный кремний < 5 мкг/л
- 0.22 мкм фильтрация