

Сыворотки и иммуноглобулины диагностические ЭКОлаб эшерихиозные для реакции агглютинации

ФСР 2008/03744

для открытых систем, диагностикумы, реакции агглютинации, 5 флаконов по 1 мл

ЭКОлаб ЗАО, Россия



Характеристики

Для открытых систем	Да
Назначение	диагностикумы
Реакции агглютинации	Да
Упаковка	флакон
Фасовка	5 флаконов по 1 мл

Дополнительные характеристики

Набор реагентов "Сыворотки и иммуноглобулины диагностические эшерихиозные для реакции агглютинации" представляет собой жидкие или лиофильно высушенные сыворотки крови кролика или барана, содержащие антитела к О-антигенам (О-групповые и факторные сыворотки) и О- и К-антигенам (ОК сыворотки) патогенных штаммов *Escherichia coli*, и групповые иммуноглобулины, полученные при осаждении риванолом из соответствующих сывороток и последующей лиофилизации, предназначенные для серологической идентификации штаммов *E.coli* с помощью реакции агглютинации (РА).

Набор выпускается в виде самостоятельных комплектов:

1. Сыворотки диагностические эшерихиозные ОК-поливалентные для реакции агглютинации.

Представляют собой жидкие или лиофилизированные иммунные сыворотки, полученные из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных корпускулярными антигенами *Escherichia coli* следующих ОК групп:

ОКА: O18:K77, O20:K84, O25:K11, O26:K60, O33:K-, O44:K74, O55:K59, O75:K95, O86: K61, O111:K58, O114:K90, O119:K69, O124:K72, O125:K70, O126:K71, O127:K63, O128:K67, O142:K86, O143:K-, O144:K-, O151:K-, «408».

ОКВ: O20:K84, O26:K60, O55:K59, O111:K58.

ОКС: O33:K-, O86: K61, O119:K69, O125:K70, O126:K71, O127: K63, O128:K67.

ОКД: O18:K77, O25:K11, O44:K74, O75:K95, O114:K90, O142:K86, O143:K-, O151:K-, «408».

ОКЕ: O124:K72, O142:K86, O143:K-, O144:K-, O151:K-.

2. Сыворотки диагностические эшерихиозные ОК для реакции агглютинации.

Представляют собой жидкие или лиофилизированные иммунные сыворотки, полученные из крови кроликов, гипериммунизированных корпускулярными антигенами *Escherichia coli* серотипов: O1:K1, O2:K2, O6:K15,

O18:K77, O20:K84, O25:K11,
O26:K60, O28:K73, O29:K-, O32:K-, O33:K-, O44:K74, O55:K59, O75:K95, O85:K-,
O86:K61, O111:K58, O114:K90, O115:K-, O119:K69, O124:K72, O125:K70, O126:K71,
O127:K63, O128:K67, O136:K78, O142:K86, O143:K-, O144:K-, O152:K-, O159:K-,
O164:K-, «408».

3. Иммуноглобулины диагностические эшерихиозные типовые ОК для реакции агглютинации.

Представляют собой жидкие или лиофилизированные препараты, полученные при осаждении риванолом фракции иммуноглобулинов из нативной сыворотки кроликов, гипериммунизированных корпускулярными антигенами *Escherichia coli* следующих ОК-типов: O1:K1, O6:K15, O20:K84, O25:K11, O26:K60, O28:K73, O32:K-, O44:K74,
O55:K59, O75:K95, O85:K-, O86:K61, O111:K58, O112:K66, O112:K68, O114:K90,
O119:K69, O124:K72, O125:K70, O126:K71, O127:K63, O128:K67, O142:K86, O143:K-,
O144:K-, O151:K-, O164:K-.

4. Сыворотки диагностические эшерихиозные О-групповые и факторные адсорбированные для реакции агглютинации.

Представляют собой жидкие или лиофилизированные иммунные сыворотки, полученные из крови кроликов, гипериммунизированных О-антигенами *Escherichia coli*:

Групповые:

O1, O2, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O11, O18abc, O20, O22, O25, O26, O28, O32,
O33, O44, O55, O75, O85, O86, O111, O112abc, O114, O119, O124, O125abc, O126, O127,
O128, O142, O143, O144, O157, O164.

Факторные:

O18b, O18c, O112b, O112c, O125b, O125c.

Сыворотки (иммуноглобулины) представляют собой прозрачные бесцветные или розовато-желтого цвета жидкости или гигроскопичную пористую аморфную массу белого или розовато-желтого цвета.