

Скальпель одноразовый Aescular BA311SU / BA323SU
микрохирургический с пластиковой ручкой

ФСЗ 2009/04103

скальпель одноразовый, для микрохирургии,
модификация лезвия № 11 / 23, рукоятка уплощенная
/ рифленая, длина 230 мм, линейка на рукоятке,
стерильное, в упаковке 10 шт.

Aescular AG, Германия



Характеристики

Вид	скальпель одноразовый
Для микрохирургии	Да
Модификация лезвия №	11 / 23
Форма рукоятки	уплощенная / рифленая
Длина	230 мм
С линейкой на рукоятке	Да
Стерильное	Да
Количество в упаковке	10 шт.