

УЗИ аппарат Samsung Medison Accuvix A30

ФСЗ 2012/12373

стационарный, класс экспертный, универсальный,  
портов для датчиков 5 шт., монитор 21.5", частота 1-  
16 МГц, ОС SonoView

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

---

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Тип                            | стационарный  |
| Класс                          | экспертный    |
| Вид                            | универсальный |
| Количество портов для датчиков | 5 шт.         |
| Монитор                        | 21.5"         |
| Частота                        | 1-16 МГц      |
| Операционная система           | SonoView      |

Режимы сканирования

---

## Режимы сканирования

- В-режим (2D) - двухмерное сканирование в оттенках серой шкалы, тканевая гармоника (в том числе пульс-инверсная);
- М-режим - одномерный режим для исследования сердца, анатомический М-режим (необходим кардиопакет);
- CM - цветной М-режим (необходим кардиопакет);
- 3D - трехмерное сканирование объемными датчиками в статическом режиме в серой шкале и восстановление объемной структуры сосудов в режиме цветного / энергетического доплера (необходим Static 3D);
- 4D - трехмерное сканирование объемными датчиками в реальном масштабе времени (необходим Live 3D);
- режимы одновременного отображения на экране 2-х, 4-х и более изображений, в т.ч. изображений в режимах В/С, В/РD в реальном масштабе времени;
- смешанные режимы: В/М, В/РWD, В/С, В/РD, В/РD/РWD, В/С/РWD;
- трапецевидный режим (для линейных датчиков);
- масштабирование.

## УЗИ-датчики

---

- Конвексный датчик 1-6 МГц (монокристаллический тип пьезоэлементов). Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Биопсийный набор: нет.

- Конвексный датчик 2-6 МГц. Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Биопсийный набор: есть.

- Конвексный датчик 3-7 МГц. Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Биопсийный набор: есть.

- Конвексный датчик 4-9 МГц (ректо-вагинальный). Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки. Биопсийный набор: есть.

- Конвексный датчик 5-8 МГц (неонатальный). Неонатология и педиатрия: абдоминальные исследования, почки, сердце, глубокие сосуды, мозг. Биопсийный набор: нет.

- Конвексный датчик 5-9 МГц (ректо-вагинальный). Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки. Биопсийный набор: есть.

- Фазированный датчик 2-4 МГц. Кардиология и транскраниальные исследования у взрослых. Биопсийный набор: нет.

- Линейный датчик 4-7 МГц. Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Биопсийный набор: есть.

- Линейный датчик 5-13 МГц. Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Биопсийный набор: есть.

- Линейный датчик 5-13 МГц, 50 мм. Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Биопсийный набор: нет.

- Линейный датчик 7-16 МГц. Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Биопсийный набор: есть.

## Описание

---

**Assuix A30-RUS** - ультразвуковой сканер экспертного класса с цветным, двунаправленным энергетическим, тканевым, импульсно- и постоянно-волновым доплером, трехмерным УЗИ в реальном времени.