

УЗ-сканер Ассомедика SmartEcho 128

ФСЗ 2010/08239

портативный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 1 шт., монитор 10", частота 2.15 МГц

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	1 шт.
Монитор	10"
Частота	2.15 МГц
Сканирование	линейное / конвексное / микроконвексное

Режимы сканирования

Режимы сканирования	В, В+В, В+М, 4В, М, ТНl, мультилучевой, виртуальный конвексный на линейном датчике.
---------------------	---

Описание

Универсальный портативный УЗ-сканер SmartEcho 128 разработан специально для сосудистого доступа. Имеет малый вес, влагостойкий корпус и такую немаловажную функцию, как возможность работы в медицинских перчатках. Удобен для использования в операционных, отделениях хирургии, реанимации, эндокринологии. Сканер можно использовать для скрининга и диагностических исследований, так как в нем присутствуют возможности выбора различных типов датчиков и наборов расчетных программ в кардиологии, урологии, акушерстве и гинекологии и др.

Весит чуть более одного килограмма.

Увеличенная емкость аккумуляторной батареи позволяет работать более 3-х часов.