

УЗ-сканер Ассомедика SmartEcho 128D

ФСЗ 2010/08239

портативный, класс высокий, универсальный, монитор
13", частота 2-15 МГц

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Монитор	13"
Частота	2-15 МГц
Сканирование	линейное / конвексное / микроконвексное / фазированный секторный / панорамное
Вес	4 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	B, B+B, B+M, B+PWD, B+CFM+PWD, 4B, M, CFM, PD, DPD, PWD, THI, 3D, CPA, HPRF, мультилучевой, снижения зернистости, трапецевидного изображения.
---------------------	---

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики	C5-2R60N, C7-3R50N, L12-5L40N, L125L40N, L15-6L25N, LV8-5L60L, MC4-2R20N, MC10-5R10N, MCV9-5R10N, P5-1L15Sl.
-------------	--

Описание

Сканер ультразвуковой SMART ECHO 128 - представляет собой переносной компактный аппарат.