

УЗИ аппарат Samsung Medison SonoAce X8

ФСЗ 2007/00086

стационарный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 4 шт., монитор 17", частота 2-12 МГц, ОС SonoView

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	17"
Частота	2-12 МГц
Операционная система	SonoView

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- B, 2B, M, B+M, 4B; - CFM - цветное доплеровское картирование; - PD - энергетический доплер (в т.ч. 3D); - направленный энергетический доплер; - PW - импульсный доплер; - HPRF - высокочастотный импульсный доплер; - CW - непрерывноволновой доплер
---------------------	--

УЗИ-датчики

- Конвексный датчик 2-5 МГц. Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Биопсийный набор: есть.
- Конвексный датчик 2-8 МГц. Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Биопсийный набор: есть.
- Конвексный датчик 4-9 МГц (вагинальный). Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники). Биопсийный набор: есть.
- Конвексный датчик 4-9 МГц (неонатальный). Кардиология, абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Биопсийный набор: нет.
- Конвексный датчик 4-9 МГц (ректо-вагинальный). Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки. Биопсийный набор: есть.
- Фазированный датчик 2-4 МГц. Кардиология и транскраниальные исследования у взрослых. Биопсийный набор: нет.
- Фазированный датчик 3-5 МГц. Кардиология и транскраниальные исследования у детей. Биопсийный набор: нет.
- Фазированный датчик 3-7 МГц. Кардиология и транскраниальные исследования у детей. Биопсийный набор: нет.
- Линейный датчик 4-7 МГц / 40 мм. Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды, почки, брюшная полость. Биопсийный набор: есть.
- Линейный датчик 5-12 МГц / 40 мм. Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Биопсийный набор: есть.
- Линейный датчик 5-12 МГц / 50 мм. Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Биопсийный набор: есть.
- Объемный датчик 2-6 МГц. Трехмерные абдоминальные исследования, акушерство и гинекология. Биопсийный набор: есть.
- Объемный датчик 4-8 МГц. Трехмерные абдоминальные исследования, акушерство

Описание

SonoAce X8— ультразвуковой диагностический сканер от компании **Samsung Medison**, с направленным тканевым, энергетическим, цветным, импульсным и непрерывноволновым доплером, а также энергетическим трехмерном УЗИ, работающим в режиме онлайн (4D объемными датчиками и обычными 3D).

Высокая разрешающая способность, современные технологии формирования 3D изображения, мультислайсинг.