

УЗИ аппарат Samsung Medison UGEO PT60A

РЗН 2015/2503

портативный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 1 шт., монитор 10", частота 2-15 МГц, ОС SonoView

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	1 шт.
Монитор	10"
Частота	2-15 МГц
Операционная система	SonoView

Режимы сканирования

Режимы сканирования	B, 2-B, B+M, 4B, M CFM PD HPRF PW, дуплекс, триплекс.
---------------------	---

УЗИ-датчики

Конвексные датчики:

- конвексный датчик 2-5 МГц. Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Биопсийный набор: есть.
- конвексный датчик 2-8 МГц. Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Биопсийный набор: есть.
- конвексный датчик 4-9 МГц (вагинальный). Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки. Биопсийный набор: есть.
- конвексный датчик 4-9 МГц (неонатальный). Неонатология и педиатрия: абдоминальные исследования, почки, сердце, глубокие сосуды, мозг. Биопсийный набор: нет.

Фазированные датчики:

- фазированный датчик 2-4 МГц. Абдоминальные исследования, кардиология, транскраниальные исследования, неотложные состояния. Биопсийный набор: нет.
- фазированный датчик 4-12 МГц. Абдоминальные исследования у детей, кардиология. Биопсийный набор: нет.

Линейные датчики:

- линейный датчик 5-12 МГц. Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Биопсийный набор: есть.

Интраоперационные датчики:

- Линейный датчик 6-15 МГц. Скелетно-мышечная системы, анестезиология, неврология, интраоперационные исследования. Биопсийный набор: нет.

Описание

UGEO PT60A - портативный аппарат высокого класса, оборудованный цветным доплером. Сенсорный экран (touch-screen) со светодиодной подсветкой.

- микро-разъем для подключения 1 датчика (разветвитель на 3 датчика - опция, встроен в тележку);
- встроенный твердотельный SSD накопитель;
- увеличение в реальном масштабе времени;
- мультисекторные датчики;
- USB-порты (для подключения периферических устройств и внешних дисковых накопителей);

- система SonoView - система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений (база данных изображений), имеется возможность копирования изображений на USB флеш-накопители, проводить измерения в архиве;
- система DICOM (опция) - возможность сетевой интеграции с PACS-системами (например, для архивации или печати ультразвуковых эхограмм на оборудовании других производителей медтехники).