

Стол смотровой многофункциональный Lojer 4040X

РЗН 2019/9161

кушетка смотровая, материал металл, регулировка
высоты гидропривод, двухсекционная, подъем секции
электропривод, на колесах, нагрузка 210 кг, угол
подъема +73°

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Вид	кушетка смотровая
Материал каркаса	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие / искусственная кожа
Регулировка высоты	гидропривод
Количество секций	двухсекционная
Механизм подъема секции	электропривод
Конструкция	сварная
На колесах	Да
Нагрузка на конструкцию	210 кг
Угол подъема секции	+73 °
Тренделенбург	-12 °

Габариты

Длина	2000 мм
Ширина	700-750 мм, опционально: 800 / 900 мм
Высота	400-950 мм
Вес	108 кг

Дополнительная информация

Смотровой стол Lojer 4040X является функциональным решением для ЛПУ разного направления. Его патентованная конструкция, предельно низкая минимальная высота позволят даже детям и пожилым людям легко на нем разместиться. Стол гораздо легче и маневреннее, чем большинство аналогичных моделей на

рынке. Новая технология привода спинной секции позволяет поднять ее либо за счет электропривода, либо вручную, при необходимости.

В стандартной комплектации стол имеет держатель для одноразовых простыней с разделителем, а также адаптер для установки инфузионной стойки (возможность ее размещения в шести точках стола). Регулировка высоты и спинной секции при помощи ручного пульта управления.

Низкая минимальная высота – всего лишь 40 см.

Модельный ряд

Также доступна гидравлическая модель 4040XH, в которой регулировка высоты осуществляется с помощью ножной педали, а регулировка задней части осуществляется при помощи пружинного механизма.

Технические характеристики:

- ручной пульт управления;
- спинная секция регулируется электрически или вручную, при необходимости;
- держатель одноразовых простыней и разделитель;
- адаптер для инфузионной стойки (6 точек для позиционирования);
- колеса Ø125 мм с индивидуальной блокировкой;
- широкая цветовая гамма, несколько типов обивки на выбор.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дополнительные опции, устанавливаемые в заводских условиях:

- патентованная система регулировки высоты и спинной секции специальными педалями;
- тренделенбург;
- аккумуляторная батарея;
- колеса Ø125 мм с центральной блокировкой;
- антибактериальная обивка.

Другие принадлежности:

- боковые ограждения;
- инфузионная стойка;
- опора для руки;
- подушка под голову;
- светильник;
- транспортные рукоятки;
- адаптер для принадлежностей;
- антистатическая обивка;
- рельс для принадлежностей 380 мм × 10 мм × 25 мм (до 6 шт.);
- все возможные хирургические принадлежности, устанавливаемые на рельсы;
- анестезиологическая дуга.