


Солевой агар с маннитом Mannitol Salt Agar (M118)

ФСЗ 2009/03706

агар, солевой, для выделения клинически значимых культур стафилококков, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг / 10 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	солевой
Назначение	для выделения клинически значимых культур стафилококков
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг / 10 кг

Дополнительные характеристики

Эти среды используют в качестве селективных для выделения клинически значимых культур стафилококков.