

## Игла спинальная Greatcare GCH 0502 тип Карандаш

РЗН 2016/3907

спинальная / спинально-эпидуральная анестезия, срез  
карандаш, размер 14G / 15G / 16G / 18G / 19G / 20G /  
21G / 22G / 23G / 24G / 25G / 26G / 27G / 28G / 29G /  
30G / 31G, длина 90 мм

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Китай



### Характеристики

|              |                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Анестезия    | спинальная / спинально-эпидуральная                                                                    |
| Срез         | карандаш                                                                                               |
| Размер Gauge | 14G / 15G / 16G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G /<br>24G / 25G / 26G / 27G / 28G / 29G / 30G / 31G |
| Длина        | 90 мм                                                                                                  |

### Дополнительные характеристики

**Игла спинальная Greatcare GCH 0502 тип Карандаш** - предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии и комбинированной (спино-эпидуральной) анестезии

**Размер:** 14G / 15G / 16G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G / 24G / 25G / 26G / 27G / 28G / 29G / 30G / 31G.

**Длина:** 90 мм.

#### Основные особенности:

- изготовлена из тончайшей высококачественной хирургической стали с гладкой поверхностью для легкой и атравматичной пункции;
- острие иглы **Pensil** имеет коническую форму без режущих тканей позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку (максимальный эффект раздвижения волокон) и сводит к минимуму риск развития постпункционной головной боли;
- прозрачное окно визуализации павильона иглы позволяет быстро определить обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве;
- **павильон иглы** имеет удобный захват для проведения манипуляции и цветовую кодировку в зависимости от диаметра иглы;
- **разъем Луер** обеспечивает надежное крепление;
- все иглы биотолерантны, апирогенны, нетоксичны;
- поставляется в герметичной стерильной упаковке (ЕО);
- для однократного применения.

Может быть с **проводниковой иглой** (мандреном);

**Мандрен** (интродьюсер) предназначен для прохождения плотных тканей и необходимого направления спинальной иглы, и полностью предотвращает контакт спинальной иглы с кожей;  
Мандрен закодирован цветом по международной классификации, его размер точно соответствует внутреннему каналу иглы, что снижает риск случайного повреждения тканей.

**Срок годности:** 5 лет.