

Спирометр CHEST SpiroMaster PC-10

ФСЗ 2012/12951

сухой, электронный, портативный, компьютерный,
измерительный, универсальный, питание: от
компьютера, подключение к ПК, дисплей: нет

Chest M.I., Inc., Япония



Характеристики

Тип	сухой
Метод работы	электронный
Место использования	портативный
Автономность	компьютерный
Предназначение	измерительный
Аудитория	универсальный
Питание	от компьютера
Подключение к ПК	Да
Дисплей	нет

Дополнительные характеристики

Спирометр CHEST SpiroMaster PC-10 конструктивно состоит из датчика потока пневмотахометрического типа и программного обеспечения PC-10, проведение измерений осуществляется через датчик, подключенный к ПК с помощью USB. Также мобильность использования может быть обеспечена благодаря подключению к ноутбуку.

Особенности спирометра CHEST SpiroMaster PC-10:

- Датчик типа Лилли.
- Измеряемые параметры спирометра: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ, минутный объем дыхания.
- Проведение тестов BD с ингаляцией бронхолитическим препаратом.
- Проведение провокационных (постмедикаментозных) тестов PD20.
- Анимационный тест.
- Определение возраста легких.
- Автоматическая интерпретация ХОБЛ.
- Для предотвращения распространения инфекции используются одноразовые или многоразовые мундштуки и спирофильтры.

- Для облегчения стерилизации и повышения безопасности датчики спирометров выполнены разборными со сменными мембранами.

Стандартная комплектация CHEST SpiroMaster PC-10:

- Спирометр SpiroMaster PC-10 – 1 шт.
- Головка датчика потока – 2 шт.
- Одноразовые бумажные мундштуки (50 шт. /уп.) – 1 уп.
- Зажим для носа – 2 шт.
- Спирофильтр – 1 шт.
- Программное обеспечение на CD – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Опции CHEST SpiroMaster PC-10:

- Мембрана датчика потока – 10 шт./уп.
- Одноразовые бумажные загубники – 50/100 шт./уп.
- Многократный силиконовый загубник взрослый/детский.
- Многократный пластиковый загубник – 10 шт./уп.
- Зажимы для носа пластиковые – 10 шт./уп.
- Спирофильтры – 100 шт./уп.
- Калибровочный насос – 1 л.
- Калибровочный насос – 3 л.