

Спирометр CHESTGRAPH HI-101

ФСЗ 2012/12951

сухой, электронный, портативный, автономный,
измерительный, универсальный, питание: сеть /
аккумулятор, подключение к ПК, дисплей:
монохромный

Chest M.I., Inc., Япония



Характеристики

Тип	сухой
Метод работы	электронный
Место использования	портативный
Автономность	автономный
Предназначение	измерительный
Аудитория	универсальный
Питание	сеть / аккумулятор
Подключение к ПК	Да
Дисплей	монохромный

Дополнительные характеристики

Применение спирометра CHESTGRAPH HI-101:

- Для диагностики бронхиальной астмы, легочной эмфиземы, хронического бронхита, легочного фиброза, пневмокониоза, туберкулеза и для оценки терапевтического эффекта для этих болезней.
- Для исследования пациентов с мокротой или кашлем.
- Для диагностики одышки и дыхательной недостаточности и определения причин этих симптомов.
- Оценка влияния курения и загрязнения воздуха.
- Оценка влияния старения на органы дыхания.
- Предоперационный тест для анестезии или хирургических операций.
- Тест на сужение верхних дыхательных путей.
- Коллективный скрининг в компаниях и школах.
- Наблюдение за пациентами, получающими бронходилататоры.

Особенности спирометра CHESTGRAPH HI-101:

- Простое управление, быстрое измерение (в пределах 3 минут).
- Компактный размер.
- Пневмодатчик, не требующий калибровки (ATS стандарт).

- Измеряемые параметры: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ и тесты с ингаляцией бронхолитическим препаратом.
- Для предотвращения распространения инфекции используются одноразовые или многоразовые мундштуки и фильтры.
- Для повышения безопасности датчики выполнены полностью или частично стерилизуемыми.
- ЖК дисплей.
- Высокоскоростной термопринтер.
- Подключение к компьютеру через интерфейс RS-232 для передачи данных.
- Встроенный аккумулятор.

Стандартная комплектация CHESTGRAPH HI-101:

- Головка датчика потока – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Аккумулятор встроенный – 1 шт.
- Одноразовые бумажные загубники (50 шт./уп.) - 1 уп.
- Зажим для носа – 2 шт.
- Бумага для термопринтера – 1 рулон.
- Предохранитель – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Опции CHESTGRAPH HI-101:

- Головка датчика потока – 10 шт./уп.
- Одноразовые бумажные загубники – 50/100 шт./уп.
- Многоразовый силиконовый загубник взрослый/детский.
- Бумага для термопринтера – 10 рул./уп.
- Зажим для носа металлический.
- Зажимы для носа пластиковые – 10 шт./уп.
- Спирофильтры – 100 шт./уп.
- Программное обеспечение для ПК.
- Калибровочный насос – 1 л.
- Калибровочный насос – 3 л.