

Спирометр CHESTGRAPH HI-105

ФСЗ 2012/12951

сухой, электронный, портативный, автономный,
измерительный, универсальный, питание: сеть /
аккумулятор, подключение к ПК, дисплей: цветной (8")

Chest M.I., Inc., Япония



Характеристики

Тип	сухой
Метод работы	электронный
Место использования	портативный
Автономность	автономный
Предназначение	измерительный
Аудитория	универсальный
Питание	сеть / аккумулятор
Подключение к ПК	Да
Дисплей	цветной (8")

Дополнительные характеристики

Спирометр CHESTGRAF HI-105 предназначен для выявления респираторных заболеваний таких как бронхиальная астма, легочная эмфизема, хронический бронхит, легочный фиброз, пневмокониоз, хронические обструктивные болезни легких, туберкулез, а также для анализа эффективности лечения данных заболеваний.

Прибор представлен в двух вариантах исполнения:

- стандартный (работает с программой Chest SpiroBank)
- с сенсорной панелью (не работает с программой Chest SpiroBank, есть измерения «возраста легких»)

Особенности спирометра CHESTGRAPH HI-105:

- Простое управление, быстрое измерение (в пределах 3 минут).
- Компактный размер.
- Пневмодатчик (ATS стандарт).
- Измеряемые параметры: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ и тесты с ингаляцией бронхолитическим препаратом.
- Для предотвращения распространения инфекции используются одноразовые или многоразовые мундштуки и фильтры.
- Для повышения безопасности датчики выполнены полностью или частично стерилизуемыми.
- цветной ЖК дисплей.

- Высокоскоростной термопринтер.
- Подключение к компьютеру через интерфейс RS-232 для передачи данных.
- Встроенный аккумулятор.

Стандартная комплектация CHESTGRAPH HI-105:

- Головка датчика потока – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Аккумулятор встроенный – 1 шт.
- Одноразовые бумажные загубники (50 шт./уп.) - 1 уп.
- Зажим для носа – 2 шт.
- Бумага для термопринтера – 1 рулон.
- Предохранитель – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Опции CHESTGRAPH HI-105:

- Головка датчика потока – 10 шт./уп.
- Одноразовые бумажные загубники – 50/100 шт./уп.
- Многократный силиконовый загубник взрослый/детский.
- Бумага для термопринтера – 10 рул./уп.
- Зажим для носа металлический.
- Зажимы для носа пластиковые – 10 шт./уп.
- Спирофильтры – 100 шт./уп.
- Программное обеспечение для ПК.
- Калибровочный насос – 1 л.
- Калибровочный насос – 3 л.