

Спирометр CHESTGRAPH HI-801

ФСЗ 2012/12951

сухой, электронный, стационарный, автономный,
измерительный, универсальный, питание: сеть,
подключение к ПК, дисплей: цветной (10.4", 640×480)

Chest M.I., Inc., Япония



Характеристики

Тип	сухой
Метод работы	электронный
Место использования	стационарный
Автономность	автономный
Предназначение	измерительный
Аудитория	универсальный
Питание	сеть
Подключение к ПК	Да
Дисплей	цветной (10.4", 640×480)

Дополнительные характеристики

Спирометр CHESTGRAPH HI-801 может быть использован для ранней диагностики и оценки эффективности терапии таких респираторных заболеваний, как ХОБЛ, астма, одышка, сердечная недостаточность и другие.

Особенности спирометра CHESTGRAPH HI-801:

- Датчик потока типа Лилли.
- Измеряемые параметры спирометра: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ, минутный объем дыхания.
- Проведение тестов BD с ингаляцией бронхолитическим препаратом.
- Для предотвращения распространения инфекции используются одноразовые или многоразовые мундштуки и спирофильтры.
- Для облегчения стерилизации и повышения безопасности датчики спирометров выполнены разборными со сменными мембранами.
- Большой цветной ЖК дисплей.
- Высокоскоростной термопринтер.
- Интерфейсы для передачи данных на компьютер.
- Карта памяти формата CF для сохранения результатов обследований.

- Дополнительные опции: респираторное давление, сопротивление воздушных путей, риноманометрия, пульсоксиметрия, отрицательное давление выдоха.

Стандартная комплектация CHESTGRAPH HI-801:

- Головка датчика потока – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Одноразовые бумажные мундштуки (50 шт./уп.) – 1 уп.
- Зажим для носа – 2 шт.
- Спирофильтр – 1 шт.
- Карта памяти (64 МБ) – 1 шт.
- Бумага – 1 рул.
- Предохранитель – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Опции CHESTGRAPH HI-801:

- Мембрана датчика потока – 10 шт./уп.
- Одноразовые бумажные загубники – 50/100 шт./уп.
- Многоразовый силиконовый загубник взрослый/детский.
- Многоразовый загубник – 10 шт./уп.
- Бумага для термопринтера – 10 рул./уп.
- Зажимы для носа пластиковые – 10 шт./уп.
- Спирофильтры – 100 шт./уп.
- Программное обеспечение для ПК.
- Мышь PS/2.
- Калибровочный насос – 1 л.
- Калибровочный насос – 3 л.