

Спирометр custo spiro mobile

ФСЗ 2012/11788

сухой, электронный, портативный, компьютерный, измерительный, универсальный, питание: от компьютера, подключение к ПК, дисплей: нет

Custo Med GmbH, Германия



Характеристики

Тип	сухой
Метод работы	электронный
Место использования	портативный
Автономность	компьютерный
Предназначение	измерительный
Аудитория	универсальный
Питание	от компьютера
Подключение к ПК	Да
Дисплей	нет

Дополнительные характеристики

- Спирометр custo spiro mobile** обладает следующими **особенностями и возможностями**:
- Измерительная головка из высокопрочной керамики.
 - Сменный мундштук.
 - Измерительная система с датчиком давления для более точных измерений.
 - Легкое и безопасное обращение.
 - Электронная адаптация калибровки.
 - Встроенный датчик наклона для мониторинга положения тела при измерении.
 - Использование с любым компьютером благодаря USB порту.
 - Снимает три набора показателей (клинический, профосмотровый, GOLD) всего за один дыхательный маневр.
 - Детская анимация.

Технические характеристики custo spiro mobile

Диапазон измерений форсированной жизненной емкости легких, л	от 0,5 до 8
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений форсированной жизненной емкости легких:	
- абсолютная, в диапазоне от 0,5 до 1,67 л, л	±0,05
- относительная, в диапазоне от 1,68 до 8 л, %	±3
Диапазон измерений объема воздуха за первую секунду при проведении маневра форсированного выдоха, л	от 0,5 до 8
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений объема воздуха за первую секунду при проведении маневра форсированного выдоха:	
- абсолютная, в диапазоне от 0,5 до 1,67 л, л	±0,05
- относительная, в диапазоне от 1,68 до 8 л, %	±3
Диапазон измерений пиковой объемной скорости, л/с	от 0,4 до 10
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений пиковой объемной скорости:	
- абсолютная, в диапазоне от 0,4 до 4 л/с, л/с	±0,4
- относительная, в диапазоне от 4,1 до 10 л/с, %	±10
Габаритные размеры, мм	140(Д)х150(Ш)х45(В)
Масса (без элементов питания), г	330

Комплект поставки:

- Головка измерительная.
- Датчик измерительный – 5 шт.
- Зажим для носа – 5 шт.
- Флеш-карта для защиты программного обеспечения от нелицензионного использования (и8Б-ключ) – 3 шт.
- Адаптер(мундштук) многоразовый – 20 шт.
- Мундштук картонный – 5 упаковок (по 100 шт. в упаковке).
- ПО на CD диске для аппарата для спирометрии custo – 1 шт.
- Переходник для фильтров вирусно-бактериальных – 10 шт.
- Переходник для насоса калибровочного – 1 шт.
- Фильтр вирусно-бактериальный – 10 упаковок (250 шт. в упаковке).
- Шланг для измерений сопротивления – 1 шт.
- Насос калибровочный 3 литра – 1 шт.