

Спирометр MIR Spirolab New

РЗН 2017/5323

сухой, электронный, портативный, автономный, измерительный, универсальный, питание: сеть / аккумулятор, подключение к ПК, дисплей: цветной сенсорный (7")

MIR S.r.l., Италия



Характеристики

Тип	сухой
Метод работы	электронный
Место использования	портативный
Автономность	автономный
Предназначение	измерительный
Аудитория	универсальный
Питание	сеть / аккумулятор
Подключение к ПК	Да
Дисплей	цветной сенсорный (7")

Дополнительные характеристики

MIR Spirolab New – портативный настольный спирометр с подключением к компьютеру и опцией пульсоксиметрии.

Особенности MIR Spirolab New:

- Тесты в реальном времени, доступные также на компьютере через USB и Bluetooth.
- Прогнозируемые значения GLI доступны как в автономном режиме, так и на компьютере.
- Память на 10000 спирометрических тестов или 300 часов оксиметрии.
- Совместимость с новейшим ATS/ERS 2019 и другими стандартами.
- Может использоваться как с запатентованными одноразовыми, так и с многоразовыми турбинными датчиками.



- Совместим с одноразовыми фильтрами в соответствии с рекомендациями ERS на период пандемии COVID-19.
- Интеграция с базой данных пациентов на электронных медицинских картах.
- Встроенная программа для калибровки с возможностью печати отчета.
- Детская анимация.
- 7-дюймовый сенсорный экран.
- Быстрый и бесшумный встроенный термопринтер.
- Аккумулятор с длительным временем работы, заряжается при подключении к сети.
- Легкий, кейс для переноски в комплекте.
- Опция пульсоксиметрии.

Комплектация спирометра MIR Spirolab New:

- Спирометр – 1 шт.
- USB кабель для подключения к компьютеру – 1 шт.
- Бумага для принтера – 1 шт.
- Кейс для переноски – 1 шт.
- Блок питания – 1 шт.
- Зажим для носа – 1 шт.
- Лицензия на ПО для 5 компьютеров – 1 шт.

Опции и расходные материалы для спирометра MIR Spirolab New:

- Пальцевый датчик (для опции пульсоксиметрии).
- Калибровочный шприц.
- Оксиметрический датчик Softtip малый.
- Оксиметрический датчик Softtip средний.
- Оксиметрический датчик Softtip большой.
- Кабель-удлинитель для пальцевого датчика.
- Многоразовый турбинный датчик.
- Одноразовый турбинный датчик.
- Антибактериовирусный фильтр.
- Бумажный одноразовый мундштук для взрослых.
- Пластиковый многоразовый мундштук для взрослых.
- Пластиковый многоразовый мундштук для детей.