

Спирометр Белинтелмед MAC2-C

РЗН 2017/5851

сухой, электронный, стационарный, автономный, измерительный, универсальный, питание: сеть, подключение к ПК, дисплей: цветной (6.4" 640×480 пикс)

Белинтелмед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	сухой
Метод работы	электронный
Место использования	стационарный
Автономность	автономный
Предназначение	измерительный
Аудитория	универсальный
Питание	сеть
Подключение к ПК	Да
Дисплей	цветной (6.4" 640×480 пикс)

Дополнительные характеристики

Спирометр стационарный автономный MAC2-C – запоминающий спирометр экспертного класса, оснащённый 6.4-дюймовым цветным ЖК экраном. Хранит в памяти протоколы не менее 50 000 обследований.

Применение: используется в пульмонологических, кардиологических, а также в отделениях функциональной диагностики, в т.ч. в практике профосмотров, военной и спортивной медицины.

Тесты: МВЛ, ФЖЕЛ, ЖЕЛ, АСТ, САТ, Пикфлоуметрия, Анимационный.

Пробы: бронходилатационная, функциональная и провокационная.

Дополнительные опции: Профосмотр, Астма-монитор, Пульсоксиметрия, Капнометрия, Газоанализ, Удаленный сбор и анализ спирограмм, Калибровочное устройство, Интеграция с МИС, Печатающее устройство.

Подробнее с измеряемыми показателями можно ознакомиться в брошюре.

Особенности спирометра MAC2-C:

- Позволяет выполнять в полном объеме все классические спирометрические, а также PRE/POST тесты.

- Оснащен пневмотахометрическим датчиком дыхания (трубка Флейша) с термостатированием, что повышает достоверность получаемых данных, в т.ч. при больших количествах обследований.
- Представление результатов в виде сводных диаграмм позволяет с одного взгляда определять наличие или отсутствие нарушений, облегчает работу врача и обеспечивает полноценный спирометрический скрининг (пример протокола).

Основные возможности MAC2-C:

- Классическая спирометрия
- Pre-post тесты (3 протокола)
- Оценка ФВД «с одного взгляда»
- Оценка качества тестов: ATS – 1994, ATS/ERS – 2005
- **Динамическое наблюдение при рутинной спирометрии** для детей (ПО «Детский монитор») и для взрослых (ПО «ХОБЛ-монитор»)
- Анимационный тест (для детей и слабослышащих)
- **Встроенная метеостанция** для корректного учета условий BTPS
- Передача данных спирометрии на ПК
- Формирование групп респираторного риска при проведении профосмотров и диспансеризации
- Электронные опросники: АСТ, САТ
- Интеграция с Медицинскими Информационными Системами (МИС, электронное здравоохранение) – опция

Аксессуары (могут не входить в комплект): одноразовый мундштук, многоразовый мундштук, носовой зажим, антибактериальный фильтр.