

Аспиратор назальный детский Альберт-Киевгума Тип АСП

ФСЗ 2008/02139

тип Б / аспирационный, твёрдый наконечник, размер 2,
объем 50 мл

Альберт-Киевгума ЛТД ООО, Украина



Характеристики

Тип	Б / аспирационный
Наконечник	твёрдый
Размер	2
Объем	50 мл

Дополнительные характеристики

Спринцовка Альберт-Киевгума Тип Б-2 (АСП) – это назальный аспиратор, предназначенный для отсоса жидкости из полостей организма

Особенности

- Специальная травмобезопасная форма наконечника позволит это сделать эффективно и безболезненно для нежного детского носика
- Полые баллоны овальной формы с твёрдым пластмассовым наконечником, который отсоединяется от баллона (АСП)
- Срок хранения: 4 года
- Срок эксплуатации: 12 месяцев

Комплектация

- Баллон 50 мл: 1 шт.
- Наконечник: 1 шт.