

Среда для стрептомицетов ISP №3 ISP Medium No.3 (M358)

ФСЗ 2009/03706

агар, ISP №3, для культивирования и изучения
характеристик стрептомицетов, флакон, 100 г / 500 г /
2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	ISP №3
Назначение	для культивирования и изучения характеристик стрептомицетов
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Этот агар используют для культивирования и изучения характеристик стрептомицетов в соответствии с международным протоколом.