

Среда Клиглера Kligler Iron Agar (M078)

ФСЗ 2009/03705

агар, Клиглера, для изучения у грамотрицательных бактерий кишечного происхождения способности ферментировать глюкозу и лактозу / продуцировать сероводород, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	Клиглера
Назначение	для изучения у грамотрицательных бактерий кишечного происхождения способности ферментировать глюкозу и лактозу / продуцировать сероводород
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Эту среду в качестве дифференциальной рекомендуют для изучения у грамотрицательных бактерий кишечного происхождения способности ферментировать глюкозу и лактозу, а также продуцировать сероводород.