

Средство дезинфицирующее АБСОЛЮЦИД энзим

СГР RU.77.99.21.002.Е.007611.05.12

дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ, концентрат, основное АДВ ферменты, рабочий раствор 28 суток, срок годности 5 лет, фасовка 1 л / 5 л

АЛ-ДЕЗ ООО, Россия



Общие параметры

Назначение	дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ
Форма выпуска	концентрат
Основное АДВ	ферменты
Состав	ферменты (липаза, амилаза, протеаза), ЧАС - 20.0%, ПГМГ - 2.0%
Срок годности рабочего раствора	28 суток
Срок годности концентрата	5 лет
Фасовка	1 л / 5 л

Дезинфекция поверхностей (режимы)

Бактерицидный	0.01% - 60 мин / 0.02% - 30 мин / 0.04% - 15 мин / 0.08% - 5 мин
Вирулицидный	0.08% - 60 мин / 0.2% - 30 мин / 0.4% - 15 мин / 0.4% - 90 мин / 0.8% - 5 мин
Туберкулоцидный	0.04 % - 90 мин / 0.2% - 30 мин / 0.4% - 15 мин / 0.8% - 5 мин / 0.8% - 60 мин

Дезинфекция ИМН (режимы)

Вирулицидный (ИМН + ПСО)	0.05% - 90 мин / 0.1% - 60 мин / 0.2% - 30 мин / 0.4% - 15 мин / 0.8% - 5 мин
Туберкулоцидный (ИМН + ПСО)	0.05% - 90 мин / 0.2% - 30 мин / 0.4% - 15 мин / 0.8% - 5 мин

ДВУ и стерилизация (режимы)

Дезинфекция высокого уровня	1.3% - 90 мин / 1.8% - 60 мин / 2.3% - 30 мин / 2.8% - 15 мин / 3.3% - 5 мин
-----------------------------	--

Дополнительные параметры

Дерматофиты	Да
Биологические выделения	Да

Дополнительные характеристики

Высокоэффективный препарат с отличными моющими свойствами для ПСО, дезинфекции и ДВУ на основе 3х ферментов (липаза, амилаза, протеаза), комбинации четвертичноаммонийных соединений (20%) и ПГМГ (2%).

Активен в отношении широкого спектра микроорганизмов.

Не фиксирует органические загрязнения.

Рабочий раствор может использоваться многократно, годен в течение 28 суток.

Канистра оснащена точным дозатором и дозировочной таблицей.