

Средство дезинфицирующее Альфастерил Гликоль

СГР KG.11.01.09.002.E.003926.08.21

дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация,
концентрат, основное АДВ оксикислоты, рабочий
раствор 45 суток, срок годности 5 лет, фасовка 1 л / 5
л

Стеримед ООО, Россия



Общие параметры

Назначение	дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация
Форма выпуска	концентрат
Основное АДВ	оксикислоты
Состав	гликолевая кислота, ЧАС, глиоксаль
Срок годности рабочего раствора	45 суток
Срок годности концентрата	5 лет
Фасовка	1 л / 5 л

Дезинфекция ИМН (режимы)

Вирулицидный (ИМН + ПСО)	0.5% - 60 мин / 1.0% - 45 мин / 2.0% - 30 мин / 3.0% - 15 мин
--------------------------	---

ДВУ и стерилизация (режимы)

Дезинфекция высокого уровня	2.0% - 30 мин / 3.0% - 15 мин / 5.0% - 5 мин
Стерилизация	3% - 60 мин / 5% - 30 мин

Дополнительные параметры

Дерматофиты	Да
Возбудители паразитарных болезней	Да
Особо опасные инфекции	Да

Дополнительные характеристики

Альфастерил Гликоль – универсальное дезинфицирующее средство с мощным эффектом.

Состав: гликолевая кислота, ЧАС, глиоксаль

Срок годности рабочего раствора: 45 суток

Срок годности концентрата: 5 лет

Фасовка: 1 л / 5 л

Назначение

Для профилактической, текущей, заключительной дезинфекции и проведения генеральных уборок. Обеззараживание поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования, поверхностей лечебного и диагностического оборудования, для ПСО изделий медицинского назначения, ДВУ и стерилизации эндоскопов.

Антимикробная активность:

- бактерицидная
- особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия, сибирская язва)
- фунгицидная (кандидозы, дерматофиты, плесневые грибы)
- вирулицидная (в том числе Covid-19)
- туберкулоцидная
- спороцидная (включая споры сибирской язвы)
- овоцидная (цисты, ооцисты, яйца и личинки гельминтов)

Режимы	Поверхности	ИМН + ПСО
Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.02% - 60 мин 0.05% - 45 мин 0.1% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 5 мин	0.5% - 60 мин 1% - 45 мин 2% - 30 мин 3% - 15 мин
Фунгицидный (кандидозы)	0.05% - 90 мин 0.1% - 45 мин 0.2% - 30 мин 0.5% - 20 мин 1% - 15 мин 1.5% - 10 мин 2% - 5 мин	0.5% - 60 мин 1% - 45 мин 2% - 30 мин 3% - 15 мин
Вирулицидный	0.05% - 60 мин 0.1% - 45 мин 0.2% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 10 мин 1.5% - 5 мин	0.5% - 60 мин 1% - 45 мин 2% - 30 мин 3% - 15 мин
Туберкулоцидный	0.5% - 60 мин 1% - 30 мин 2% - 15 мин 3% - 5 мин	0.5% - 60 мин 1% - 45 мин 2% - 30 мин 3% - 15 мин
Овоцидный	2% - 60 мин 4% - 30 мин 6% - 15 мин	-
ДВУ (дезинфекция высокого уровня)	-	2% - 30 мин 3% - 15 мин 5% - 5 мин
Спороцидный	2% - 30 мин 3% - 15 мин 5% - 5 мин	Стерилизация: 3% - 60 мин 5% - 30 мин