

Средство дезинфицирующее Асесайд Паудер

СГР RU.77.99.88.002.Е.004677.11.17

дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация,
порошок, основное АДВ надуксусная кислота, рабочий
раствор 1 сутки, срок годности 5 лет, фасовка 1.5 кг

Сарая СНГ ООО, Россия



Общие параметры

Назначение	дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация
Форма выпуска	порошок
Основное АДВ	надуксусная кислота
Состав	перкарбонат натрия моногидрат - 50.5%, тетраацетилэтилендиамин - 34.5%
Срок годности рабочего раствора	1 сутки
Срок годности концентрата	5 лет
Фасовка	1.5 кг

Дезинфекция ИМН (режимы)

Вирулицидный (ИМН + ПСО)	0.5% - 30 мин / 1.0% - 15 мин
Туберкулоцидный (ИМН + ПСО)	1.0% - 60 мин / 2.0% - 30 мин

ДВУ и стерилизация (режимы)

Дезинфекция высокого уровня	2.0% - 5 мин
Стерилизация	2% - 45 мин

Дополнительные параметры

Дерматофиты	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

Acecide Powder (Асесайд Паудер) – порошкообразный препарат для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий.

Состав: перкарбонат натрия моногидрат - 50.5%, тетраацетилэтилендиамин - 34.5% (действующие вещества в рабочем растворе – надуксусная кислота и активный кислород).

Срок годности рабочего раствора: 24 часа.

Срок годности порошка: 5 лет (в невскрытой упаковке).

Назначение: дезинфекция ИМН, дезинфекция ИМН + ПСО, ДВУ, стерилизация.

Подробно назначение и режимы применения – в Инструкции.

Антимикробная активность:

- грамотрицательные и грамположительные бактерии (включая микобактерии – тестировано на M. terrae)
- вирусы (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. типа А, включая А H5N1, А H1N1, аденовирусов и других возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии)
- грибы рода Candida
- дерматофиты
- спороцидная активность

Обработка медицинских изделий

Режим	Концентрация, экспозиция
Вирулицидный	0.5% - 30 мин 1% - 15 мин
Туберкулоцидный	1% - 60 мин 2% - 30 мин
ДВУ	2% - 5 мин
Стерилизация	2% - 45 мин

Мерная ложка

Для удобства дозирования каждая упаковка содержит мерную ложку с делениями 2.5 / 5 / 7.5 / 10 г. Объем полной ложки соответствует 10 г.