

Средство дезинфицирующее Хлороцид Макси

СГР ВУ.50.51.01.002.Е.000082.02.19

дезинфекция поверхностей, таблетки, основное АДВ
натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты,
рабочий раствор 8 суток, срок годности 10 лет,
фасовка 1 кг

БелАсептика-Дез СООО, Беларусь



Общие параметры

Назначение	дезинфекция поверхностей
Форма выпуска	таблетки
Основное АДВ	натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты
Состав	натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (86,8%)
Срок годности рабочего раствора	8 суток
Срок годности концентрата	10 лет
Фасовка	1 кг

Дезинфекция поверхностей (режимы)

Бактерицидный	0.015% - 60 мин / 0.03% - 30 мин
Вирулицидный	0.015% - 60 мин / 0.03% - 60 мин
Туберкулоцидный	0.06 % - 90 мин / 0.1 % - 60 мин

Дополнительные параметры

Дерматофиты	Да
Особо опасные инфекции	Да
Биологические выделения	Да

Дополнительные характеристики

Спектр действия:

- средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза - тестировано Micobacterium Terrae), внутрибольничных

инфекций в том числе особо устойчивые штаммы возбудителей, таких как метициллин-резистентный стафилококк (MRSA), ванкомицин-резистентный стафилококк (VRSA), *Stenotrophomonas maltophilia* синегнойная палочка и т.д.);

- анаэробных инфекций;
- особо опасных инфекций — чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы (в том числе споровой формы);
- фунгицидной активностью (в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллюс, Мукор и пр. их спор);
- вирулицидной активностью: в отношении энтеровирусов (Коксаки, ECHO, полиовирусы), энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, аденовирусов, коронавирусов, вирусов гриппа и других возбудителей ОРВИ, герпесвирусных инфекций (герпес 1,2 типа, ВЭБ, ЦМВ) и др.
- спор (спороцидное действие).

Преимущества:

Водные растворы средства совместимы с изделиями, изготовленными из нержавеющей, хромоникелевой, низкоуглеродистой стали, железа, алюминия, стеклоэмали, материалов, покрытых никелем и латунью, пластмассы, а также не вызывают отрицательных реакций при кратковременных (7-10 минут) контактах с резиной, бетоном, керамической плиткой, стеклом и полимерными материалами.

Средство не горюче, не взрывоопасно, совместимо с мылами, сульфированными маслами, анионными поверхностно-активными веществами, с амфотерными и неионогенными веществами, солями щелочных металлов неорганических и органических кислот.

Может применяться:

- для обеззараживания воды источников нецентрализованного питьевого водоснабжения населения (подземные воды для питьевых и хозяйственных нужд, забираемые с помощью различных водозаборных сооружений и устройств шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников и др.), в том числе по эпидемическим показаниям;
- дезинфекции резервуаров и трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- для дезинфекции воды плавательных бассейнов.

Срок годности рабочего раствора: 8 суток (при условии хранения в закрытой ёмкости при комнатной температуре).

Срок годности: 10 лет.

Формы выпуска: банки или ведра из непрозрачных полимерных материалов по 500-10000 г. По согласованию с заказчиком возможна иная фасовка и упаковка.