

Средство дезинфицирующее ТефлексА

СГР RU.77.99.88.002.Е.005422.04.15

дезинфицирующее средство, бесспиртовое, жидкость,
срок годности 5 лет, фасовка: 0.1 л / 0.2 л / 0.5 л / 1.0 л
/ 5.0 л

Софт Протектор ООО, Россия



Общие параметры

Регистрация	дезинфицирующее средство
Средство	бесспиртовое
Состав	ПГМГ - 0.4%
Форма выпуска	жидкость
Срок годности	5 лет
Фасовка	0.1 л / 0.2 л / 0.5 л / 1.0 л / 5.0 л

Назначение

Гигиеническая обработка	Да
Обработка рук хирургов	Да
Обработка операционного поля	Да
Обработка инъекционного поля	Да
Обработка локтевых сгибов доноров	Да

Дополнительные характеристики

Кожный антисептик **ТефлексА** - бесспиртовой антисептик на основе ПГМГ.

Средство обладает антимикробным действием **не менее 3 часов**.
pH: 7.0±1.0.

Форма выпуска:

- Спрей: 100 мл / 200 мл.
- Бутылка с дозатором: 0.5 л / 1 л.
- Бутылка с пробкой: 1 л / 5 л.