

Салфетки дезинфицирующие FD 366 sensitive

СГР RU.77.99.88.002.Е.003530.08.18

в контейнере / в мягкой полимерной упаковке,
пропитанные дезсредством, материал нетканый,
количество салфеток 50 / 100 шт., размер салфеток
175 × 250 / 200 × 300 мм

Orochemie GmbH + Co.KG, Германия



Характеристики

Исполнение	в контейнере / в мягкой полимерной упаковке
Форма выпуска	пропитанные дезсредством
Материал салфеток	нетканый
Количество в упаковке	50 / 100 шт.
Размеры салфеток	175 × 250 / 200 × 300 мм

Дополнительные характеристики

FD 366 sensitive wipes – готовые к использованию салфетки для дезинфекции и очистки чувствительных поверхностей медицинских изделий.

Активные вещества: спирты, четвертичные аммониевые соединения

Характеристики:

- Бактерицидное, в т. ч. туберкулоцидное, левуроцидное, ограничено вирулицидное действие и действие против вирусов без оболочки (норовирусов).
- Быстрое дезинфицирующее воздействие.
- Салфетки большого размера.
- Без отдушек.

Размер салфеток: 20×30 см

В контейнере: 100 салфеток