

Средство для дезинфекции рук HD 410

СГР RU.77.99.88.002.Е.004245.09.18

дезинфицирующее средство, спиртосодержащее,
жидкость, фасовка: 0.5 л / 1.0 л / 2.5 л / 10 л

Orochemie GmbH + Co.KG, Германия



Общие параметры

Регистрация	дезинфицирующее средство
Средство	спиртосодержащее
Форма выпуска	жидкость
Фасовка	0.5 л / 1.0 л / 2.5 л / 10 л

Назначение

Гигиеническая обработка	Да
Обработка рук хирургов	Да

Дополнительные характеристики

HD 410 - спиртосодержащий препарат для гигиенической и хирургической дезинфекции рук. Приятное ощущение на коже за счет питательного действия.

Антимикробная активность:

- бактерицидная;
- туберкулоцидная;
- левуроцидное;
- вирулицидная - против вирусов без оболочки (аденовирусов, норовирусов, полиомавирусов SV 40, ротавирусов).

Экспозиция:

- 15 секунд - гигиеническая обработка рук;
 - 90 секунд - хирургическая обработка рук.
- Схема обработки рук

Фасовка: 500 мл / 1 л / 2.5 л / 10 л.