

Средство гемостатическое Гемофлекс Комбат

РЗН 2014/1691

салфетка, нетканый материал, 75×1600 мм

Инмед ООО, Россия



Характеристики

Форма выпуска	салфетка
Состав	нетканый материал
Размер	75×1600 мм

Дополнительные характеристики

Кровоостанавливающий бинт Гемофлекс Комбат предназначен для использования при проведении хирургических вмешательств, а также для оказания первой медицинской и неотложной помощи для остановки артериального, венозного, паренхиматозного и капиллярного кровотечений, в том числе при повреждении магистральных сосудов.

Гемофлекс Комбат имеет эластичную форму, которая легко моделируется по форме раны. Не требует дополнительной подготовки перед применением, просто использовать и быстро применять в неотложных ситуациях.

Запатентованная многослойная структура из нановолокон хитозана способствует усилению гемостатического эффекта, снижает риск возобновления кровотечения, а также не вызывает воспалительных реакций тканей организма.

Преимущества:

- быстрое наступление гемостаза
- низкая кровопотеря
- низкий риск рецидива
- антимикробное действие
- быстрый эффект – 2-3 мин
- прост в обращении
- атравматичное удаление

Форма выпуска:

Индивидуальная упаковка, размеры: 7.5×160 см. Стерильно.