

Средство очищающее Prolystica 2X энзимное

СГР RU.23.KK.08.015.E.001210.10.16

способ обработки механизированный / ручной, для
очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения
/ эндоскопов и инструментов к ним,
ферментосодержащее, 1 л / 5 л / 10 л

Steris Corporation, США



Характеристики

Способ применения	механизированный / ручной
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Ферментосодержащее	Да
Фасовка	1 л / 5 л / 10 л

Показатель концентрации водородных ионов

рН нейтральный	Да
----------------	----

Дополнительные характеристики

Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner - ферментосодержащее средство с низким пенообразованием для очистки хирургических инструментов как ручным, так и автоматическим методом. Предназначено для очистки хирургических инструментов и гибких эндоскопов от трудноудаляемых загрязнений (кровь, белок, слизь и липиды).

Характеристики:

- содержит быстросействующие ферменты;
- удаляет белковые и липидные загрязнения;
- нейтральный рН, низкое пенообразование;
- безопасен с широким спектром материалов, включая алюминий, анодированный алюминий и пластик;
- содержит **ингибиторы коррозии** для защиты инструментов.

Фасовка: 1 л / 3.78 л (1 галлон) / 5 л / 10 л.