

Средство очищающее Prolystica Ultra энзимное

СГР RU.23.KK.08.015.E.001211.10.16

способ обработки механизированный / ручной, для
очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения
/ эндоскопов и инструментов к ним,
ферментосодержащее, 5 л / 10 л



Steris Corporation, США

Характеристики

Способ применения	механизированный / ручной
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Ферментосодержащее	Да
Фасовка	5 л / 10 л

Показатель концентрации водородных ионов

рН нейтральный	Да
----------------	----

Дополнительные характеристики

Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Detergent - нейтральное жидкое очищающее средство на **основе ферментов**, предназначенное для очистки медицинских инструментов и устройств, в том числе **гибких эндоскопов**.

Характеристики:

- содержит быстродействующие ферменты эффективно растворяющие биологические загрязнения;
- норма расхода 0.2-0.8 мл/л.
- нейтральный рН, низкое пенообразование;
- содержит **ингибиторы коррозии** для защиты инструментов.

Фасовка: 5 л / 10 л.