

Средство очищающее Prolystica Ultra щелочное

СГР RU.23.KK.08.015.E.001204.09.16

способ обработки механизированный, для очистки
ИМН, ПСО изделий медицинского назначения, 5 л / 10
л

Steris Corporation, США



Характеристики

Способ применения	механизированный
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения
Фасовка	5 л / 10 л

Показатель концентрации водородных ионов

рН щелочной	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

Prolystica Ultra Concentrate Alkaline Detergent - щелочное жидкое очищающее средство, предназначенное для автоматической очистки медицинских инструментов и устройств.

Характеристики:

- «мягкий» щелочной рН - не требуется нейтрализация;
- не портит изделия из алюминия;
- для всех типов загрязнений - кровь, жировые загрязнения, слизь и др.;
- содержит **ингибиторы коррозии** для защиты инструментов;

Пенообразование: низкое (средство применяется в дезинфицирующих машинах).

Фасовка: 5 л / 10 л.