


Внутриматочная спираль Юнона Био-Т Ag

ФСЗ 2011/09859

Т-образная, серебряная, контрацепция 7 лет

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Форма	Т-образная
Тип	серебряная
Длительность контрацепции	7 лет

Дополнительные характеристики

Внутриматочная спираль Юнона Био-Т Ag (кат. № 005)

Биоактивный компонент: на вертикальном стержне якоря намотана биметаллическая **медно-серебряная проволока** с номинальной площадью активной поверхности 380 мм² (степень чистоты меди – не менее 99.98%, содержание серебра – не менее 9.3%).

Якорь: Т-образный пластиковый.

Длительность контрацепции: не более 7 лет.

Характеристики:

- Монофиламентная нить для контроля за расположением и извлечением контрацептива.
- Рентген и УЗИ контрастность обеспечивается наличием медной проволоки на стержне.
- Методика введения ВМС – метод «изъятия». Диаметр градуированной трубки-проводника 3.9 мм.
- Стерилизация газовая. Контрацептив поставляется стерильным в конечной упаковке, которая вместе с инструкцией по применению помещена во вторичную упаковку.

Инструкция для врача

Памятка женщинам