

Стафилококковый агар N110 Staphylococcus Agar No.110 (M521)

ФСЗ 2009/03708

агар, стафилококковый, для выделения и тестирования клинически значимых стафилококков, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	стафилококковый
Назначение	для выделения и тестирования клинически значимых стафилококков
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Этот агар используют в качестве селективной среды для выделения и тестирования клинически значимых стафилококков.