

Наркозный аппарат MS Westfalia Maja X40

РЗН 2017/6586

режимы ручная вентиляция / BiLevel / MMV / PCV /
PRVC / PSV / P-A/C / PC-SIMV / VCV / V-A/C / VC-SIMV,
возрастная категория взрослые / дети /
новорожденные

MS Westfalia GmbH, Германия



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / BiLevel / MMV / PCV / PRVC / PSV / P-A/C / PC-SIMV / VCV / V-A/C / VC-SIMV
Мониторинг	PEEP/CPAP / концентрация CO ₂ на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные

Описание

Наркозно-дыхательный аппарат Maja – для пациентов всех возрастов, так же для новорожденных.

Аппарат предназначен для проведения ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах с обеспечением искусственной вентиляции легких и мониторинга различных параметров.

Аппарат Maja оснащен сенсорным дисплеем (диагональю от 8" в модели X40 до 19" в модели X55). Контур пациента может быть легко отсоединен от основного аппарата для обработки. Аппарат оснащен встроенной системой подогрева для предотвращения конденсации влаги.

Особенности:

- пневмопривод с электронным управлением;
- неонатальная опция в базовой комплектации;
- проведение вентиляции новорожденным как в ручном, так и в автоматическом режимах;
- встроенный анестезиологический монитор для мультигазового анализа (определяет концентрацию до 4-х газов);
- встроенный пульсоксиметр Nellcor OxiMax;
- интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
- ЖК дисплей (от 8 до 19 дюймов) с сенсорным управлением;
- мобильная тележка с удобной системой блокировки колес нажатием педали;
- легко отсоединяемый разборный контур пациента, оснащенный системой обогрева;
- инфракрасный датчик для определения наличия/отсутствия емкости абсорбера.