

Наркозный аппарат Aokai Medical MJ-560B1

ФСЗ 2011/10747

режимы ручная вентиляция / IPPV / SIMV, возрастная категория взрослые / дети, испаритель

Aokai Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / IPPV / SIMV
Мониторинг	концентрация O ₂ на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети
Испаритель	Да

Описание

MJ-560B1 - это модульный наркозно - дыхательный аппарат с пневматическим приводом для проведения общей анестезии у взрослых и детей.

Режимы искусственной вентиляции легких: IPPV (перемежающаяся вентиляция с положительным давлением), SIPPV (синхронизированная перемежающаяся вентиляция с положительным давлением), SIMV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция), MANUAL (ручной)

Точный испаритель необходим для создания устойчивой концентрации подаваемого газа, а также создает автоматическую концентрацию по давлению, температуре и скорости потока. Для успешного проведения анестезии можно выбрать один из газов: галотан, энфлуран, изофлуран и севофлуран.

Технические характеристики:

- стойка из высокопрочного пластика, легкая, с приятным внешним видом, устойчивая к коррозии
- подача газа O₂: 0.28 ~ 0.6 МПа;
- измеритель потока O₂: 1 ~ 10 л/мин;
- ускоренная подача кислорода 25 ~ 75 л/мин;
- при снижении давления подачи кислорода 0,2 МПа активизируется звуковая тревога;
- обладает функцией автоматической компенсации по показателям давления, температуры и скорости потока;
- режим работы: закрытый, полузакрытый, полуоткрытый, APL: ≤ 12.5 кПа;
- режим отображения 5,7-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением.