

Наркозный аппарат Aokai Medical MJ-560B2

ФСЗ 2011/10747

режимы ручная вентиляция / IPPV / SIMV, возрастная категория взрослые / дети, испаритель

Aokai Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / IPPV / SIMV
Мониторинг	концентрация O_2 на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети
Испаритель	Да

Описание

Технические характеристики:

- подача газа O_2 : 0.28 ~ 0.6 МПа N_2O : 0.28 ~ 0.6 МПа;
- измеритель потока O_2 : 0.05 ~ 10 л/мин N_2O : 0.05 ~ 10 л/мин;
- O_2 , утечка N_2O и блокиратор подачи N_2O ;
- при работе с закисью азота концентрация кислорода составляет >25%;
- при снижении давления подачи кислорода 0,2 МПа подача закиси азота будет заблокирована;
- ускоренная подача кислорода 25 ~ 75 л/мин;
- испаритель обладает функцией автоматической компенсации по показателям давления, температуры и скорости потока;
- тревога низкого давления подачи кислорода при снижении давления подачи кислорода 0,2 МПа активизируется звуковая тревога;
- режим отображения 5,7-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением;
- режимы искусственной вентиляции легких: IPPV, SIPPV, SIMV, MANUAL;
- функции искусственной вентиляции: PEEP, SIGH (с удлиненным выдохом);
- параметры искусственной вентиляции легких объем вдоха: 50~ 1500 мл, частота: 2~99 вдохов в минуту, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (частота дыхания): 2~20 вдохов в минуту, Вд: Выд- 2:1 ~ 1:8, триггерное давление на вдохе: 10 ~ 20 см. вод. ст., PEEP: 2~20 см. вод. ст., ограничение давления: 10~60 см. вод. ст., SIGH в 1,5 раза длиннее вдоха;
- параметры мониторинга искусственной вентиляции: объем выдоха, минутный дыхательный объем, IPPV, SIMV, частота дыхания, Вд/Выд, пиковое давление в дыхательных путях, кривая изменения давления по времени, кривая изменения потока по времени PEEP, триггерное давление вдоха.